

ARTHREX

Compression FT

Os parafusos Compression FT com design sem cabeça - nos modelos Micro de 2,5 mm; Mini de 3,5 mm; e Standard de 4,0 mm - podem ser usados em diversas indicações nos membros superiores e inferiores. Eles se destinam a fraturas intra-articulares e extra-articulares e ausência de consolidação de fraturas de ossos pequenos e fragmentos de ossos pequenos, artrodeses e osteotomias. O design sem cabeça inclinado e com rosca de espessura variável reduz o risco de complicações de perfil, fornece compressão e permite uma inserção simplificada. Com esses parafusos, os cirurgiões poderão atingir uma fixação estável com perfil zero.



Principais características e benefícios:

- **Design inclinado e com rosca de espessura variável** - A rosca com espessura mais larga, na ponta do parafuso, penetra no osso mais rapidamente do que parafusos com rosca posterior, comprimindo gradualmente os fragmentos à medida que o parafuso é avançado.
- **Sem cabeça** - Os parafusos de titânio podem ser implantados tanto na região intra-articular quanto na extra-articular, com risco mínimo de pinçamento ou irritação dos tecidos moles.
- **Perfuração e punção** - Dois conjuntos de canais de corte facilitam a inserção.
- **Diversas opções de tamanho** - Os parafusos estão disponíveis nos modelos Micro de 2,5 mm; Mini de 3,5 mm; e Standard de 4,0 mm.
- **Canulação** - Auxilia na colocação exata, tanto em indicações percutâneas quanto de cirurgia aberta.
- O orifício estrelado nos parafusos Compression FT de 3,5 mm e 4,0 mm possibilitam um melhor torque. *Obs.: o parafuso de 2,5 mm tem uma chave de inserção hexagonal de 1,5 mm.*
- Disponível apenas em liga de titânio.



Informações para pedidos

Tamanhos reais dos parafusos FT modelo Micro

O conjunto do sistema de parafusos Compression FT (AR-8738S) inclui:

Dispositivo de perfuração	AR-8737-36
Obturador para guia de perfuração	AR-8737-44
Guia de perfuração percutânea	AR-8737-43
Pegador da chave de fenda, fecho de catraca	AR-8950RH
Êmbolo do fio-guia	AR-8737-56
Fórceps para segurar o parafuso	AR-8941F
Pinça para pino percutâneo	AR-8737-57
Caixa de parafusos	AR-8738C

Parafusos Compression FT modelo Micro

Broca reta e canulada de 2,0 mm	AR-8737-34
Chave de inserção canulada e hexagonal de 1,5 mm	AR-8737-37
Guia de perfil	AR-8737-46
Guia de perfuração paralela	AR-8737-48

Parafusos Compression FT modelo Mini

Broca reta e canulada de 2,2 mm	AR-8737-35
Chave de inserção canulada T-10 em formato estrelado	AR-8737-38
Guia de perfil	AR-8737-47
Guia de perfuração paralela	AR-8737-49

Parafusos Compression FT modelo Standard

Broca reta e canulada de 2,7 mm	AR-8737-50
Chave de inserção canulada T-10 em formato estrelado	AR-8737-38
Guia de perfil	AR-8737-54
Guia de perfuração paralela	AR-8737-55

Itens descartáveis:

Parafusos Compression FT modelo Micro

Fio-guia com ponta trocar de 0,86 mm e marcas a laser	AR-8737-39
Fio-guia com ponta trocar de 0,86 mm; marcas a laser; e ponta dupla	AR-8737-39KD
Fio-guia rosqueado com trocar de 0,86 mm e marcas a laser	AR-8737-40

Parafusos Compression FT modelo Mini

Fio-guia com ponta trocar de 1,1 mm e marcas a laser	AR-8737-41
Fio-guia com ponta trocar de 1,1 mm; marcas a laser; e ponta dupla	AR-8737-41KD
Fio-guia rosqueado com ponta trocar de 1,1 mm e marcas a laser	AR-8737-42

Parafusos Compression FT modelo Standard

Fio-guia com ponta trocar de 1,1 mm e marcas a laser	AR-8737-41
Fio-guia com ponta trocar de 1,1 mm; marcas a laser; e ponta dupla	AR-8737-41KD
Fio-guia rosqueado com ponta trocar de 1,1 mm e marcas a laser	AR-8737-42

Implantes:

Tornillos Compression FT Micro 2,5

Parafusos Compression FT modelo Micro de 2,5 mm

De 8 mm a 14 mm (incrementos de 1 mm)	AR-8725-08H – 14H
De 16 mm a 30 mm (incrementos de 2 mm)	AR-8725-16H – 30H

Parafusos Compression FT modelo Mini de 3,5 mm

De 12 mm a 34 mm (incrementos de 2 mm)	AR8730-12H – 34H
--	------------------

Parafusos Compression FT modelo Standard de 4,0 mm

De 16 mm a 50 mm (incrementos de 2 mm)	AR- 8740-16H – 50H
--	--------------------

Os parafusos Compression FT nos modelos Micro (2,5 mm) e Mini (3,5 mm) e a respectiva instrumentação estão também disponíveis no conjunto de parafusos canulados QuickFix (AR-8737S)



 30 mm

 28 mm

 26 mm

 24 mm

 22 mm

 20 mm

 18 mm

 16 mm


 14 mm

 13 mm

 12 mm

 11 mm

 10 mm

 9 mm

 8 mm

Tamanhos reais dos parafusos FT modelo Mini

 34 mm


 32 mm

 30 mm

 28 mm

 26 mm

 24 mm

 22 mm

 20 mm

 18 mm

 16 mm

 14 mm

 12 mm