


FLUID DIAMOND DE ARTHREX®



Fluid Diamond (USA-FDX) es un aspirador de piso desechable diseñado para extraer en forma rápida y silenciosa los líquidos artroscópicos del quirófano a fin de crear un entorno de trabajo seguro. Debido a su forma singular, se desliza debajo de objetos fijos para extraer líquidos difíciles de alcanzar y también llega a esquinas a las que los diseños curvos no pueden llegar. También posee múltiples puertos para absorber cualquier líquido que pudiera caerle encima y transportarlo a la base del Fluid Diamond para evacuarlos rápidamente.

Fluid Diamond viene con tubería de succión y se puede conectar a la fuente de vacío en la pared, a un dispositivo de succión portátil, o directamente al Suctioner o EcoSuctioner.

- Recolección efectiva y rápida de los líquidos
 - La fuerte acción de succión mantiene los pisos secos y reduce la posibilidad de resbalones o caídas en el quirófano
 - Se conecta a cualquier fuente de succión quirúrgica
 - Incluye tubería de succión para un manejo fácil
 - Sin látex



Arthrex®

©2016, Arthrex Inc. Todos los derechos reservados.
LS1-00039-ES_A